

COSMOSENSOR

Revolucionario sistema de diagnóstico facial

Medición a
través de
l'aplicación
3D

Análisis en
profundidad de
arrugas, manchas,
cantidad de
grasa...



¿Que es el Cosmosensor?

Cosmosensor es un moderno aparato, con un sistema de análisis facial que nos permite obtener la información necesaria para saber el estado actual de la piel y que es lo que tenemos que hacer para mejorar los aspectos que más nos desagradan de nuestra piel. Se tiene en cuenta la edad de la persona con el fin de obtener un diagnóstico real, siempre referenciado cronológicamente y se crea un registro que nos permite realizar comparativas entre las diferentes sesiones de diagnóstico para observar la evolución.

Funcionamiento

¿Como funciona?

COSMOSENSOR utiliza un sofisticado sistema de medición:

1 Un doble escaner

Podemos observar y calibrar el diámetro del poro, y obtenemos una medición de la nutrición que tiene la piel, diferenciando en dos zonas, la zona central del rostro y el contorno de óvalo. Dónde podemos ver el grado de flacidez y descolgamiento de la piel, como son y cómo se disponen las arrugas, profundidad, anchura, lo que nos dice cómo debemos regenerar y cuál puede ser la posible respuesta. Otro aspecto interesantísimo de la observación es la condición del pigmento, información muy valiosa para los tratamientos de manchas de la piel.

2 Un multisensor

Cuantificamos la humedad de la piel, información muy útil para ver cuál es la capacidad retención de agua de las capas más superficiales y así sabemos si la absorción de la piel es la correcta ..., con la medición de la elasticidad de la piel sabemos cómo actuar para mejorar arrugas y flacidez. Respecto la temperatura, como más fría esté la piel, más tenderemos a estimular el riego sanguíneo antes de hacer cualquier otro tratamiento, y cuanto más caliente, estaremos haciendo una acción descongestiva y drenante.

Con todos estos datos el mismo Cosmosensornos proporciona unas conclusiones en forma de gráficos y nos describe la tipología de piel con los matices pertinentes a cada persona.

Obtenemos una información completa con la que sabemos cómo necesita ser tratada la piel.

Cuando volvemos a utilizar el Cosmosensor tendremos registrada la información de los anteriores diagnósticos y podremos hacer comparativas, para ver cómo evoluciona la piel.

La valoración de la imagen original se mide mediante la aplicación de 3D